

PRODUIT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

NOUVEAU

POSTE MINI

LA SOLUTION POUR


- /// Un traitement sécurisé **multi-cibles** Rats et Souris, en intérieur et extérieur.
- /// **Protéger les appâts** des intempéries, de la poussière et des espèces non-cibles.
- /// **Répondre à un besoin qualité/prix : quand les chantiers nécessitent beaucoup de points d'appâtage.**

UNE LUTTE ADAPTÉE

- /// Fixation au sol ou au mur pour être au plus près des traces.
- /// Une **broche en métal durable** qui ne peut être rongée.
- /// Coupelle solide pour une dispersion des appâts limitée.
- /// Format MINI pour un positionnement discret (sur chemin de câble) et dans les endroits exigus (sous palette...).

UNE UTILISATION FACILITÉE

- /// Un seul point d'ouverture et de fermeture à clé.
- /// Ouverture du couvercle sur le côté pour une **inspection et manipulation facilitées.**
- /// Surface intérieure et extérieure adaptées à l'étiquetage réglementaire et également à la personnalisation.
- /// Encoche pour pré-attacher le câble de fixation.
- /// La clef du poste est fixée sur la partie inférieure.



* Toutes les illustrations ont été prises en conditions contrôlées de laboratoire et ne représentent en aucun cas des préconisations - Photos non contractuelles

LIPHA TECH

— GROUPE DE SANGOSSE

POSTE MINI

dimensions du poste :

largeur : 230

Prof : 137 avec accroche murale
125 sans accroche murale

Hauteur : 78mm

Poids : 260g

LES PLUS DU POSTE MINI

Plusieurs possibilités de fixation du poste permettent de s'adapter à tous types de support (béton, poutre, bardage etc...)

/// Fixation murale permettant au poste d'être facilement amovible : pratique au nettoyage et au rechargement d'appâts.




Fixation du socle mural



Montage du poste



Démontage du poste



/// encoches intérieures pour une fixation au sol

CONDITIONNEMENT



Réf : 80000382
carton de 12 postes équipés

PENSEZ-Y

/// Fixer le POSTE MINI à l'aide des câbles de fixation en 40cm ou 1m

CABLE 40cm Réf : 80000360

CABLE 1m Réf : 80000380

/// Une fois le traitement terminé, mettre dans les postes du bloc PLACEBO, pour prévenir d'une éventuelle réinfestation.

Réf : 80000468
BLOC PLACEBO



Les étiquettes à coller sur les postes d'appâtage sont à votre disposition sur notre site internet

Produits réservés aux professionnels

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant ces produits.

LIPHATECH - S.A.S au capital de 2.800.000€ - Bonnel 47480 PONT DU CASSE
442 688 206 R.C.S. AGEN - Tél. : 05 53 69 35 70 - E-mail : distribution@liphatech.fr

WWW.LIPHATECH.FR (rubrique Pro 3D France)

V1 14/02/17

LIPHATECH

GRUPE DE SANGOSSE